

# Accesibilidad Android



## Requisitos:

- Dispositivo compatible con USB OTG
- (Cable USB OTG)
- Botones en pantalla

## Dispositivos

- Teléfonos
- Tabletas
- Smart TV
- ...

## La ventaja BJOY



# BJOY RING

El acceso que va contigo

# Joaquín, nuestro primer usuario

*“Antes me bastaba acceder a un ordenador. Ahora quiero acceder a diferentes dispositivos y necesito hacerlo de forma eficiente y cómoda.”*



# La idea que nos inspiró

Si el joystick ya es una forma  
cómoda de acceso...

¿Por qué cambiar?




# Instalación

- ❑ **Auto-instalable**
- ❑ **Compatible con los diferentes joysticks**
- ❑ **No interfiere** en la electrónica de la silla de ruedas (basado en acelerómetros).




# Personalización



- BJOY Ring se personaliza al inicio y todos los parámetros quedan **almacenados en el dispositivo**.
- El dispositivo se **calibra** para ajustarse a la posición y movimientos del usuario.

# Personalización



- Los **clics** pueden hacerse con **conmutadores** externos o **por espera** (sin necesidad de software).
- Dispone de **facilidades** para hacer doble clic, clic derecho, drag&drop, scroll, etc.

# Dos versiones disponibles

## BJOY Ring (versión con cable)

- Ideal para controlar dispositivos en la propia silla de ruedas.



## BJOY Ring Wireless

- Ideal para controlar elementos que no están en la silla de ruedas o múltiples dispositivos.





# BJOY Ring Wireless. Múltiples receptores



Acercarse es suficiente

# BJOY Ring Wireless. Múltiples receptores

## □ Escenario 2: Dispositivos cercanos



Con un gesto (trazar un círculo con la silla de ruedas o clic en conmutador o externo) se cambia de un dispositivo a otro.

# BJOY Ring Wireless. Múltiples receptores

- **Es posible combinar los escenarios 1 y 2 hasta con cuatro dispositivos**



# Características técnicas

## Generales

- Plug and play USB 2.0
- Compatible con Windows, Linux, Chrome OS, Mac Os y Android
- Reconocimiento automático de ángulo
- Punto inicial entre 0 y 45°
- Dos entradas de conmutador
- Feedback audtivo

## Versión con cable


- Cable de extensión incluido

## Versión inalámbrica

- Hasta 4 receptores por emisor
- 2 metros de cobertura
- Batería recargable (microUSB)
- Compatible con funcionamiento cableado



# Nuestros usuarios dicen...



*“Es tan natural como manejar mi silla de ruedas. Me ayuda en mis estudios”*

*“Nos sorprendió la sencillez de instalación”*

*“Alternar el control de teléfono y ordenador es comodísimo”*

*“He ganado mucha autonomía. Nadie tiene que ayudarme”*

*“Manejar las redes sociales desde mi silla de ruedas, me permite estar conectado con mi gente y las cosas que me interesan”*

“DAME UN ACCESO A INTERNET  
Y CAMBIARÉ EL MUNDO”

Gracias por tu atención. Seguimos en [www.bjliveat.com](http://www.bjliveat.com)